

Cd47 Mab - Q61735

رأفلل يداحأ داضم بن رأيس ي ب رأ

رصنع ال مقرر: CM0010041

ةمدقم

APC عم قق فارت م بن رأال نم ةل س ن ال د ح و داضم نم قق ح ت ال م ت ، رأفلل (IAP) CD47 فدهت سي ةس اردل ي ل ا ث م . ي ول خ ال ق ف د ت ال س ا ي ق ل ه ت ح ص ة ر ا ش إ و ، ي ع ا ن م ل ا م ي ظ ن ت ل ا و ، ا ي ا ل خ ال ق ا ص ت ل ا م ل ع ي ف ث ا ح ب أ ل ل ب س ا ن م . ن ي د ن و ب س و ب م و ر ث ل ا ي ول خ ال ا ي ح أ ل ا م ل ع و ة ع ا ن م ل ا

دي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	CD47 mAb رأفلل يداحأ داضم بن رأيس ي ب رأ
ر ا ع ت س م س ا / ا ت ا ط ح ا ل م	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
ع ا و ن أ ل ا	رأف
(ن ا س ن) ن ي ج ل ا ف ر ع م	961
ن ي ج ل ا ف ر ع م	16423
د ص ت س م ل ا	(NP_034711.1). ي رأفلل CD47 نم 19-135 ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ه ب ي ك ر ت د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب ه ب ي ك ر ت د ا ع م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن رأ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ة ي د ا ح أ ة د ا ص م ا س ا ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	رأف
SWISS	Q61735
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	33kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك