

يرأف ال Cd86 ل داضم يبنرأ ةل س ن ال يداح أ داضم مسج P42082 - يولخل قفدت ال سايق ل Apc عم قفارت م رصنع ال مقرر: CM0008264

ةمدقم

عم قفارت م يبنرأ ةل س ن ال يداح أ داضم مسج دم تغم ، يرأف ال (B7-2) CD86 ل داضم APC ضامح أ ل فدهت سي . يولخل قفدت ال سايق ل يرأف ال CD86 ني تورب م 24-245 ة ني م أ ل ايالخل طيشنت لوح ةعانم ل ثا ب أ ل لاثم . كرتشم ل زيفحت ل او ةيئات ل

ديزم ل فرع

ل م ل م ل	ة م ي ل
حتنم ل م سا	APC عم قفارت م يرأف ال CD86 ل داضم يبنرأ ةل س ن ال يداح أ داضم مسج
ةل يدب ءام س / ا ط ا ح م	B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd2812, TS/A-2, CD86
عون ل	رأف
م ج ل ل فرع م	942
م ج ل ل فرع م	12524
دصت س م ل	(NP_062261.3) يرأف ال CD86 م 24-245 ة ني م أ ل ضامح أ ل ل باق ي ل س ل س ت ي ل ع يوتحي ه ب ك رت داع م ي ج ا م د ن ا ني تورب
ردصم ل	بنرأ
ة ل	ةل س ن ال يداح أ داضم م اسح أ
ق ي ب ط ل	FC (يولخل قفدت ال سايق)
ب ل ا ص ت م ل ل ع ا ف ت ل	رأف
SWISS	P42082
ي ني تورب ل ن زول	نوتل ا د وليك 35
ن ح ش ل	ج ل ث س ي ك