

قفارتم Cd45R/B220 رأفلل داضم ةللسنل ايداحأ داضم مسج P06800 - يولخل قفدتل سايقول Apc عم :رصنعل مقرر CM0005861

ةمدقم

عم قفارتم رأفلل ةللسنل ايداحأ داضم مسج دضتسم) رأفلل CD45R/B220 فدهتسي APC مت (P06800، كرتشملاء اضيبالتايركلال (FC) يولخل قفدتل سايقول هنم ققحتللا طيشنت ةساردو ةيئابل ايلخلل نع فشكلل رأفلل عم لعافتل. ةيئالتل ايلخلل

ديزملل فرع

ةمدعمل	ةمقولا
جتنملا مسا	APC عم قفارتم CD45R/B220 رأفلل داضم ةللسنل ايداحأ داضم مسج
رخأ ءامسا/اتاطحال م	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
عونلا	رأف
م (يرشبلا) نجلل فرع م	5788
نجلل فرع م	19264
يعانملا دضتسملا	CD45R/B220 رأفلل بيبكرتلل داغم نيتورب بيبكرتلل داغم نيتورب
ردصملا	رأف
ةئلا	ةللسنل ايداحأ ةداضم ماسجا
قيبطتلل	(FC) يولخل قفدتل سايقول
كرتشملاء لعافتل	رأف
SWISS	P06800
نيتورب لل يئيزجلل نزلل	نوتلاد وليك 144 / نوتلاد وليك 140 / نوتلاد وليك 130
نحشلا	جلت سيك