

F4/80 رأفل داضم ال يذرج ال ةل يسننل ي داحأ ال داضم ال مسجل ال Q61549 - يولخل قفدت ال سايقول Apc - ب قفارتم ال

رصنع ال مقرر: CM0005846

ةمدقم

ةدوجل ال يلاع يذرج ةل يسننل ي داحأ داضم مسجل
ديدحت ال هجوىل ع فدهتسي APC - ب قفارتم
نم ققحت ال مت (Adgre1/EMR1) ي رأفل ال F4/80
يلاثم . يولخل قفدت ال سايقول هتيحالص
رأفل اتاني ع ي فمعالبل فشكل

ديزم ال فرع

راي عم ال	ةم ي ال
جتنم ال مسا	APC - ب قفارتم ال F4/80 رأفل داضم ال يذرج ال ةل يسننل ي داحأ ال داضم ال مسجل
ةلي دب ءامسأ / تاطحال م	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
عون ال	رأفل
مريجل ال فرع	2015
مريجل ال فرع	13733
يعانم ال دضتسم ال	ي رأفل ال F4/80 - ل فلتؤم ال نيورب ال
ردصم ال	ذرج ال
ةف ال	ةل يسننل ي داحأ ال ةداضم ال ماسحأ ال
قبيطت ال	FC (يولخل قفدت ال سايقول)
لدابتم ال لعافت ال	رأفل
SWISS	Q61549
نيورب ال نزو	نوتلاد وليك 102
حش ال	جلت سيك