

## ب- قفارت م ل ن ي د ي ف ا ت ب ر ت س ل ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج ن ي د ي ف ا ت ب ر ت س Apc - ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل س ا ي ق ل Apc ر ص ن ع ل م ق ر : CM0004592

### ة م د ق م

APC ن م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج ب ك ر م  
م م ص م (SA V1, SA V2) ن ي د ي ف ا ت ب ر ت س  
ن م ص ي . ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل س ا ي ق ت ا ق ي ب ط ت ل  
ع ا و ن أ ل ن ع ل ق ت س م ل ع ط ا ق ت م ل ل ع ا ف ت ل  
ر ي و ط ت ل ة ق و ث و م م ا خ ة د ا م . ا ع س ا و ا ق ف ا و ت  
I V D . ر ب ت خ م ل ا ي ف ص ي خ ش ت ل ا ت ا ص و ح ف

### د ي ز م ل ا ف ر ع ا

| ر ا ي ع م ل ا                   | ه ف ص ا و م ل ا                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| ج ت ن م ل ا م س ا               | ن ي د ي ف ا ت ب ر ت س APC                         |
| ل ي د ب م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م | SA V1, SA V2                                      |
| ه ف ل ا                         | ه ل ي س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م ل ا م ا س ح ا ل ا |
| ق ي ب ط ت ل ا                   | FC                                                |
| ع ط ا ق ت م ل ل ع ا ف ت ل ا     | ع ا و ن أ ل ن ع ل ق ت س م                         |
| ن ح ش ل ا                       | ج ل ت س ي ك                                       |