

عم قفارت م Cd3E - ل داضم بنراً ةلېسننل ي داحاً داضم مسج P07766 - ايلخل لخلاد يولخل قفدتل سايل قل Apc/Cyanine7 CM0004230: رصنعل مقرر



ةمدقم

عم قفارت م بنراً ةلېسننل ي داحاً داضم مسج
نولېسبإ ةلسلس فدهتسي APC/Cyanine7
سايل قل هنم ققحتل مت . ةلېشبل CD3
يلاثم ؛ (FC intra) ايلخل لخلاد يولخل قفدتل
ثاحبأو آيغانم ةيئاتل ايلخل اعينصتل
(TCR). ةيئاتل ايلخل تالبقتسم تاراشإ

ديزمل فرعإ

راي عم ل	ةم ي ق ل
جتنم ل مسا	APC/Cyanine7 عم قفارت م يرشبل CD3 ل داضم بنراً ةلېسننل ي داحاً داضم مسج
رخأ ءامس/اتاطحال م	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
عاونال	يرشب
م (يرشبل) ل فرع م	916
م ل فرع م	916
يعانم ل دضتسم ل	(NP_000724.1) يرشبل CD3E نم 50-150 ةني مأل ضامحال نمض لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصم ل	بنراً
ةئفا	ةلېسننل ي داحاً ةداضم ماسجأ
قبيطتل	(ايلخل لخلاد) يولخل قفدتل سايل ق
عطاقم ل لعافت ل	يرشب
SWISS	P07766
نيتوربلل يئيزجل نزل	نوتلاد وليك 23
نحشل	ديرت سيك