


Cd38 ناسنإل داضم ي-ب-نرأ ةلېسنل ديحو داضم مسج P28907 - يولخل قفدتل سايقول Apc/Cyanine7 - ب نرتقم CM0010588: رصنعل مقرر



ةمدقم

ب-نرتقم ي-ب-نرأ ةلېسنل ديحو داضم مسج
يرشبب ال CD38 فدهتسي APC/Cyanine7
سايق تاقىببطل بسانم (ADPRC1/cADPR1).
نم ققحتل متو (FC) يولخل قفدتل
ثاحبأل يلاثم. ةيرشبب تانيعلل هتيجالصل
يركسلل واطرسلل وةانم ملعل

ديزمل فرعا

ةمدعمل	ةمىقل
جتمل مس	APC/Cyanine7 ب نرتقم CD38 ناسنإل داضم ي-ب-نرأ ةلېسنل ديحو داضم مسج
تافدارمل/تاطحال مل	ADPRC1, cADPR1, ADPRC 1
عونل	ناسنإل
ناسنإل (نيجال فّرعم)	952
نيجال فّرعم	952
يعانم دضتسم	(P28907) يرشبب ال CD38 نم 300-43 ةنيئمال ضامأل لباقي لسلسل ىل عيوتحي فلتؤم يجامدن نيوتورب
ردصم	بئرأل
ةفلا	ةلېسنل ةديحو داضم ماسجال
قىببطل	FC
بلاصتلم لعافتل	ناسنإل
SWISS	P28907
نيوتورب نزو	نوتلادوليك 34/نوتلادوليك 13
نحشل	جلت سيك