


Cd38 - ج. ةداضم الج. ةليسنن الج. ةداح أ ةداضم ماسج أ P56528 - ايلالخل قفدتل رأفلل

رصننعل مقرر: CM0009597



ةمدقم

قفارتم بنرأل نم ةليسنن الج. ةداح أ داضم ماسج ققحتل مت، يرأفلل CD38 دض APC/Cyanine7 عم ثاحبألل بسانم. ايلالخل قفدتل هتصح نم ايلالخل طيشنت نمضت تي تال ةيعانم لقاصتلاو، مويسلالكل تاراشإو، ةيوافمليلا ايلالخل. - P56528

ديزمل فرعا

لماعل	ةمقيل
جت منم الج. ةسا	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD38 mAb
راع ستم مس/اتاطحال م	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
عونل	رأف
ناسن (نجلال فرعم	952
نجلال فرعم	12494
دضتسم الج.	بيكرتل داغم نيتورب
ردصم الج.	بنرأ
ةفلا	ةليسنن الج. ةداح أ ةداضم ماسج أ
قبططال	FC
عطاقم لعاقلال	رأف
SWISS	P56528
نيتوربال نزو	34kDa
نحشال	جلت سيك