

CD69 - ج. داضم الـ Apc/Cyanine7 ةلـسنن ةيداح ةداضم ماسجأ P37217 - ايلخل قفدتل رأفلل

CM0007941: رصنعل مقرر

ةمدقم

قفارتم بنرأل نم ةلـسنن ةيداح ةداضم ماسج رأفلل CD69 فدهتسي APC/Cyanine7 عم م. (CD69 ركبم لطيشتنل دضتسم) (FC). ايلخل قفدتل هتيحالص نم ققحتل ايلخل ايلخل طيشتن تاساردل بسانم عم لعافت. (T-cells) ةيئال ايلخل ثاحبأو ~22kDa. رفلل.

ديزملل فرع

لماعل	ةمقل
جتنم لسا	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
مس/اتاطحال م راغتسم	AIM; VEA; 5830438K24Rik
عونل	رأف
نجل فرعم (يرشب)	969
نجل فرعم	12515
دضتسم ل	رأفلل CD69 نم 64-199 ةينمأل اصامأل عم قفاوتي لسلست لعل يوتحي بكيكرتل داغم دنا نيوتورب بكيكرتل داغم نيوتورب (NP_001028294.1).
ردصم ل	بنرأ
ةفل	ةلـسنن ةيداح ةداضم ماسجأ
قبطتل	FC
عطاقم لعلافت ل	رأف
SWISS	P37217
نيوتورب ل نزو	22kDa
نشل	جلت سيك