

يرش ب ال Cd3 ل- ةل يس ن ال يداح أ داضم رأف APC/Cyanine7 Fc - P07766 ةي ن ق ت ل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0007870



ة م د ق م

ع م ق ف ا ر ت م رأ ف ل ن م ة ل يس ن ال يداح أ داضم م س ج ل- ن و ل يس ب إ ة ل س ل س ف د ه ت س ي APC/Cyanine7 ق ف د ت ل س ا ي ق ي ف ه م ا د خ ت س ال يرش ب ال CD3 ن م ء ج و ه و ، يرش ب ال CD3 ع م ل ع ا ف ت ي . ي و ل خ ل ا ت ا ع و م ج م ل ل ي ل ح ت ل ي ل ا ث م . TCR-CD3 ب ك ر م ة ي ع ا ن م ل ا ث ا ب أ ل و T ا ي ا ل خ ل ن م ة ي ع ر ف ل

دي ز م ل ف ر ع ا

ه ف ص ا و م ل ا	ل ي ص ا ف ت ل ا
ج ت ن م ل م س ا	APC/Cyanine7 ل- داضم رأف CD3 يرش ب ال (mAb)
ي ر خ ا ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	T3E; TCRC; IMD18; CD3epsilon
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
ن ي ج ل ا ف ر ع م (GeneID)	916
د ص ت س م ل ا	يرش ب ال CD3 ل- ب ي ك ر ت د ا ع م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ر ا ف
ة ل ا	ة ل يس ن ال يداح أ داضم م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	P07766
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	23kDa
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك