

ي درق ال/يرش ب ال Cd25 دض ب نرأ ة ل س ن ال دي ح و داض م P01589 - ي ول خ ال ق ف د ت ال س ا ي ق ل Apc/Cyanine7 ع م ق ف ا ر ت م ال ر ص ن ع ال م ق ر : CM0009288



ة م د ق م

ع م ق ف ا ر ت م ة ل س ن ال دي ح و ب نرأ داض م
CD25 دض ت س م ف د ه ت س ي Apc/Cyanine7
درق ال و يرش ب ال ى دل (p55، اف ل 2 IL-2 ل ب ق ت س م)
ق ف د ت ال س ا ي ق ت ا ق ي ب ط ت ل م م ص م . ي ر و م ا ن س ال
ي ف ا م ب ، ي ع ا ن م ال م ي ط ن ت ال ت ا س ا ر د ي ي ي ول خ ال
(Treg). ة م ي ط ن ت ال ة ي ئ ا ت ال ا ي ا ل خ ال ث ا ح ب أ ك ل ذ
ة ص ا خ ال ة ص ل ل ص ال ن م ق ق ح ت ال ا ب ي ص و ي
ة ف د ل ا ب .

ي ز م ال ف ر ع ا

ة م ل ع م ال	ة م ي ق ال
ج ت م ال م س ا	ع م ق ف ا ر ت م ال ي درق ال/يرش ب ال Cd25 دض ة ل س ن ال دي ح و ب نرأ داض م
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ال م	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
ع و ن ال	ي ن ا س ن ا
م ر ع ال ف ر ع م (ر ش ب ل ل)	3559
م ر ع ال ف ر ع م	3559
ي ع ا ن م ال دض ت س م ال	(NP_000408.1) يرش ب ال Cd25 دض ت س م ن م 22-213 ة ي ن ي م ال ا ض ا م ا ل ع م ق ف ا و ت ي ي ن ي م ا ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ال	ب نرأ
ة ف ا ل	ة ل س ن ال ة د ي ح و د ا د ص ا ل ا
ق ي ب ط ت ال	FC (ي ول خ ال ق ف د ت ال س ا ي ق)
ل د ا ب ت م ال ل ع ا ف ت ال	ي ر و م ا ن س ال درق ال ، يرش ب ال
س WISS ت ا ن ا ي ب ة د ع ا ق	P01589
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	31 ن و ت ل ا د و ل ي ك
ن ح ش ال	ج ل ت س ي ك