


درق ال/يرش ب ال Cd38 - داضم ب نراً داضم مسج APC/Cyanine7 Polymab® - P28907

رصنع ال مقرر: CM0008964



ةمدقم

ب نرتقم ةلېسن ال ديحو داضم مسج
CD38 - داضم و بنرأل نم APC/Cyanine7
ف مادختس ال (PolymAb®) درق ال/يرش ب ال
ف CD38 نع فشكي، يولخ لق فدتل سايق
ليوط كاكمل دورق جدامنو ةيرش ب ال جدامن ال
ايالخال صئاصخ ديدحتل يلاثم، لذل
CD38. ثاحب أو ةيعانم ال

ديزم ال فرع

رايعم ال	ةمق ال
جت نم ال مس	PolymAb® درق ال/يرش ب ال Cd38 - داضم ب نراً داضم مسج APC/Cyanine7
راعتسم ال مسال/تاطحال ال	ADPRC1؛ cADPR1؛ ADPRC 1
عون ال	ناسن ال
GeneID (ناسن ال)	952
يعانم ال دضتسم ال	(P28907) يرش ب ال Cd38 نم 300-43 ةني مأل اصامأل رطان يلسلست يلع يوتخي فلتؤم يجامدن ني تورب افلتؤم ني تورب
ردصم ال	بنرأل
ةئف ال	ةلېسن ال ديحو ةداضم ال مسال
قېب طت ال	FC
بالصت ال لعافت ال	ليذل ليوط كاكمل درق، ناسن ال
SWISS	P28907
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 34
نحل ال	جلت سيك