


**يرأف ال Cd44 - ج. ةليسننل يداحأ داضم بنراً Apc/Cyanine7
P15379 - ايالخل قفدتل**

CM0004622: رصنع ل مقر



ةمدقم

عم قفارت م بنرأل نم ة بسنل ا دأح اضم
APC/Cyanine7 دض ال CD44 (Ly-24, Pgp-1,
HERMES). قفدتل هت ا ل ص نم قق ح تل م ت.
يئ ا ل زول. رأف ل عم ل عاف تي. ا ا ل
UniProt P15379. نوت لاد ول ك 85 ع قوت م ل

ديزمل فرعا

لما عا م	ة م ي ل
م س ا ج ت م ن ل م س ا	ي ر أ ف ل CD44 ل ل س ن ن ل ي د ا ج ا د ا ض م ب ن ر ا APC/Cyanine7
ي ر خ ا ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	Ly-24; Pgp-1; HERMES
ع ا و ا ل ا	ر أ ف
م (ن ا س ن) ن ي ج ل ف ر ع م	960
ن ي ج ل ف ر ع م	12505
د ص ت س م ل م	(NP_033981.2) ي ر أ ف ل CD44 م ن 176-23 ة ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
م ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ا ل ف ا	ة ل س ن ن ل ا ة ي د ا ج ا د ا د ص ا
ق ي ب ط ت ا ل ا	FC
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ا ل ا	ر أ ف
SWISS	P15379
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 85
ا ل ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك