

**رأفل داضم بنراً ةللسنل ايداح ااضم مسج Apc/Cyanine7
Cd8A - P01731 سايقل**

CM0005535: رصنع لاقر



ةمدقم

عم قفارت م بنرأ ةللسنل ايداح اداضم مسج
(Ly-2/Lyt-2) رأفلل CD8a دض APC/Cyanine7
ىلع فرعتي .يولخل قفدتل ساقل
وليك 27 نزوب يساسأل T-cell لبقتسم
فشك يف هتيلاعف نم ققحتل مت ؛نوتلاد
FC. يف رأفلل CD8a

دي زمل ا فرعا

رأى عمال	ة م ق ل
ج ت م ل م س ا	CD8a ر أ ف ل د ا ض م ب ن ر ا ة ل س ن ل ن ا د ا ح ا د ا ض م س ج 7 APC/Cyanine
ى ر ح ا ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
ل ا و ن ل ا	ر أ ف
م (ن ا س ن) ن ج ل ا ف ر ع م	941
ن ج ل ا ف ر ع م	12525
ل م ا ن م ل د ص ت م س ل م	(NP_001074579.1) ر أ ف ل ل CD8a م ن 28-196 ة ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ل ق ب ا ط م ل ل س ل س ت ل ع ل ي و ت ح ي ب ك ر ت ل د ا ع م ن ي ت و ر ب
ل ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ا ل ف ة	ة ل س ن ل ن ا ة د ا ح ا د ا ض م ا س ح ا
ل ق ب ط ل ا	FC
ل ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف
SWISS	P01731
ل ن و ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 27
ل ح ن ل ا	ج ل ت س ي ك