

Arhgdib J- Wb, Ihc-P, Elisa - P52566

رقم المنتج: CM0026016



مقدمة

ARHGDIB هو بروتين موجود في الخلايا الجذعية الجذعية (RhoGDI2/Ly-GDI). يتم استخدامه في فحص Western Blot (WB)، فحص المناعة (IHC-P)، و ELISA. Rho GTPase هو بروتين مهم في تنظيم حركة الخلية وتكاثرها. يتم استخدامه في فحص Western Blot (WB)، فحص المناعة (IHC-P)، و ELISA.

معلومات إضافية

معلومات إضافية	معلومات إضافية
معلومات إضافية	ARHGDIB هو بروتين موجود في الخلايا الجذعية الجذعية (RhoGDI2/Ly-GDI).
معلومات إضافية	D4; GDIA2; GDID4; LYGDI; Ly-GDI; RAP1GN1; RhoGDI2; ARHGDIB
معلومات إضافية	يستخدم
معلومات إضافية	397
معلومات إضافية	397
معلومات إضافية	(NP_001166.3) ARHGDIB هو بروتين موجود في الخلايا الجذعية الجذعية (RhoGDI2/Ly-GDI).
معلومات إضافية	بن
معلومات إضافية	Arhgdib هو بروتين موجود في الخلايا الجذعية الجذعية (RhoGDI2/Ly-GDI).
معلومات إضافية	WB, IHC-P, ELISA
معلومات إضافية	ألفا، بيتا، غاما
معلومات إضافية	P52566
معلومات إضافية	نوتالاد وليك 23
معلومات إضافية	ج. ل. س. ك.