

Arr3 Rabbit Pab J- Wb, Elisa - P36575

رخصن عل مقرر: CM0015598

مقدم

ARR3 دض بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم
هتخص نم ققحتل م ت. يرشبل (cone arrestin).
ل كشبل لعافتو، ELISA و Western blot.
ثاحبأ ف مدختسي. درجلو رأفل عم لدابت
ةكبشبل ف يرشبل لقنل.

ديزل فرع

لمعل	معل
جتنم السا	ARR3 Rabbit pAb
راعسم مس/اتاطال	ARRX; cArr; MYP26; ARR3
عاونال	ناسن
نجل فرعم (GeneID)	407
دصتسملا	يرشبل ARR3 نم 1-260 ةنيملال صامأل عم قفاوتي لسلسل عل يوتحي بيكرتل داعم جامدن نيورب (NP_004303.2)
ردصملا	بنرأ
ةفل	لئاسنل ددعت م داضم ماسجأ
قبطتل	WB, ELISA
لدابتل لعافتل	درج، رأف
SWISS	P36575
نيتوربل نزو	43kDa
نشل	جلت سيك