

Asmt Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P46597

رقم المنتج: CM0018238



مقدمة

بنزأل نم ةللسنل ةدعت مءاض ماسجأ
يرشب ال ASMT فدهتست
ليثيم-O نينوتوريسليسيأ)
ELISA و WB تاقيبطل (زاريفسنارت
قيلخلت التاراسم يف قيقحتلل ةيلاثم
عمأبالصتم لعافتت. نينوتاللملل ويحيال
ناسنإل.

ديزملل فرع

لماعمل	ةمقل
جتنملا مسا	ASMT Rabbit pAb
مس/اتاطحال م راغتسم	ASMTY, HIOMT, HIOMTY, ASMT
عونلا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	438
GeneID	438
دصتسملا	يرشب ال ASMT نم 298-76 ةنيمأل ماضأال عم قفاوتي لسلست لىل يوتحي بيكرتلا داغم يجامدنا نيتوربابيكرتلا داغم نيتورب (NP_001164510.1)
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةللسنل ةدعت مءاض ماسجأ
قيبطلال	WB, ELISA
بالصتمل لعافتلا	ناسنإ
SWISS	P46597
نينتوربال نرو	38kDa
نحشلا	جلت سيك