


Asymmetric L-Asymmetric Dimethyl-Histone H3-R8 (Q16695/P68431) ثاحبأل بقاعتمالم

رصننعلالمقر: CM0000249



ةمدقم

فدهتسي بنرأ ةليسنل يداأ داضم مسج
ف لثامتمل ريغ نينيجرأل لثيم يئانث
H3 (SWISS نوتسهل نم 8 عضومل
Q16695/P68431). تامادختسال هنم ققحتل مت
ءايميكل، تولب تود، تولب نرتسيو
ازيلإلو، حئارشلالىلع ةيعانملم ةيجيسنل
ايجولويبو بقاعتملم قلختل تاساردل بسانم
نيتاموركلا.

ديزمل فرعا

ةمدلعلالم	ةمىقلا
جتنملم مسا	Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R8 ل داضم بنرأ ةليسنل يداأ داضم مسج
ىرخأ ءامسأ/اتطاحالم	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R8
عونلا	ناسنإ
م (ناسنإ) نيجل فرعم	8290/8350
نيجل فرعم	8290/8350
يعانملم دلوملا	(NP_003520.1) يرشبب H3 نوتسهل نم 8 عضومل لوح لثامتم ريغ لثيم يعانطصا ديتبب
ردصمالم	بنرأ
ةئفلا	ةليثيم ةداضم ماسجأ
قبططلا	ازيلإ، حئارشلالىلع ةيعانملم ةيجيسن ءايميكل، تولب تود، تولب نرتسيو
ةلدابتلا ةيلعافتلا	(عقوتم عساو قاطن) ىرخأ، ذرج، راف، ناسنإ
SWISS	Q16695/P68431
نيتورببلل يئيزجل نزلالم	نوتلاد وليك 15
نحشالم	جلت سيك