

Atf6 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18850

رقم المنتج: CM0016689

مقدمة

يتم استخدام هذا المنتج لدراسة التعبير عن بروتين Atf6 (ACHM7/ATF6A) في خلايا الثدييات. يمكن استخدامه في اختبارات Western Blot (WB)، Immunohistochemistry (IHC-P)، Immunofluorescence (IF/ICC)، و Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA).
يتم استخدامه لدراسة التعبير عن بروتين Atf6 (ER) في خلايا الثدييات. يمكن استخدامه في اختبارات Western Blot (WB)، Immunohistochemistry (IHC-P)، Immunofluorescence (IF/ICC)، و Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA).
يتم استخدامه لدراسة التعبير عن بروتين Atf6 (UPR) في خلايا الثدييات. يمكن استخدامه في اختبارات Western Blot (WB)، Immunohistochemistry (IHC-P)، Immunofluorescence (IF/ICC)، و Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA).

معلومات إضافية

معلومات المنتج	معلومات إضافية
مستضد	ATF6 Rabbit pAb
مستضد	ACHM7; ATF6A; ATF6
نوع	إنسان
نوع (إنسان)	22926
نوع	22926
مستضد	مستضد
مستضد	بروتين
نوع	لنوع
نوع	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
مستضد	نوع، راف، إنسان
SWISS	P18850
نوع	75kDa
نوع	نوع