

يرشب ال Cd45Ra - ل- ةل س ن ال ي د ا ح أ د ا ض م ب ن ر أ ن ي ت و ي ب P08575-8 - ي و ل خ ال ق ف د ت ال س ا ي ق ل

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0010586

ة م د ق م

ط ب ت ر م ب ن ر أ ل ن م ة ل س ن ال ي د ا ح أ د ا ض م
يرشب ال CD45RA ف د ه ت س ي ن ي ت و ي ب ل ب
ق ق ح ت ال م ت . (PTPRC ن م 6 ة ي و ا س ت م ال ل ا ك ش أ ل ا)
ي و ل خ ال ق ف د ت ال س ا ي ق ت ا ق ي ب ط ت ة ح ص ن م
ي ف ا ض ي ب ال ت ا ي ر ك ل ل ف ي ن ص ت ل ي ل ا ث م . (FC)
ي ف ص ي خ ش ت ال ت ا ر ا ب ت خ ا ر ي و ط ت و ث ح ب ال
و ل ي ك 138 ~ ي ئ ي ز ج ال ن ز و ل ا . (IVD) ع ق و م ال
ن ا س ن إ ل ا ع م ل ع ا ف ت ي . ن و ت ل ا د

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ة م ي ق ل ا
ج ت م ن م س ا	يرشب ال CD45RA - ل- ةل س ن ال ي د ا ح أ د ا ض م ب ن ر أ ن ي ت و ي ب
ة ر ا ع ت س م ا م س ا / ا ط ا ح ا ل م	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ي ج ال ف ر ع م	5788
ن ي ج ال ف ر ع م	5788
د ض ت س م ال	(P08575-8) يرشب ال CD45RA ن م 26-482 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ال د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ال	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ال ي د ا ح أ د ا ض أ
ق ي ب ط ت ال	FC
ع ط ا ق ت م ال ل ع ا ف ت ال	ن ا س ن ا
SWISS	P08575-8
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	138kDa
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك