

BNP (BNP) يكي تي روي رتن ال دي تبب ال

BNP: رصن ال م قر

ة مدقم

ة داض م اس ج أ. ة ق د ب ه ت ب ق ا ر م و ب ل ق ل ا ر و ص ق ص ي خ ش ت ل BNP ن ي ت و ر ب ل ة د ا ض م ل م ا س ج أ ل ف ش ت ك أ FIA ت ا س ي ا ق م ل ة ي ل ا ث م . ن ي ز ا ت م م ة ي س ا س ح و ء ا ق ن ت ا ذ ة د ح م و ة د و ج ل ة ي ل ا ع ة ل ي س ن ل ا ة ي د ا ح أ

دي زم ل فر ع

ة ر ي م ل ا	ف ص و ل ا
ح ت م ل م س ا	BNP H- ل د ا ض م
ف ص و ل ا	ت ا ن ا و ي و ح ل م ن ة ق ت ش م ل م ت ا ن و ك م ل م ن ة ي ل ا ح ف و ل ل و ر ز م ، ر أ ف ل ل ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م س ج
ق ي ب ط ل ا	(FIA) ة ر و ل ف ل ا ب ي ع ا ن م ل ا ص ح ف ل ا
ر ه ط م ل / ل ك ش ل ا	ن ي ز خ ت ل ء ا ن ا ء ا ل ي ل ق م ت ع م ي ل ل ل و ح ت ي د ق ، ل ئ ا س
ز ي ك ر ت ل ا	5.0 ل م / م غ ل م (+/- 10 %)
ل ت ا م ت م ل ا ط م ل ا	IgG1
ا ح ا س ن ت س ا ل ا	ة ل ي س ن ل ا ة ي د ا ح أ
ة ن ق ا ح ل ا	26-32 ة ي ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ق ط ن م ي ف C ي د م ل ا ي ل ع ة ن ق ا ح ل ا
ا ق ا ل ا	≥ 95 %
ل ز ا ع ا ل ن ز خ م ل ا	50 ل ز ا ع ا ل ن ز خ م ل ا ، م و ي د و ص ل ا ت ا ر ت س ن م ر ا ل و م ي ل م ر a ل و م ي ل م 50
م ف ل م IEF ف ي ر ع ت ف ل م	6.1-6.6
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ANP و CNP ي ل ع ف ر ع ت ي ا ل
ة ي ص و ص خ ل ا	ب ع و ن ل ا ن م ي ت ي ل و ي ر ت ن ل ا د ي ت ب ب ل ا ن م ب ع و ن ل ا ن م ي ر ش ب ل ا د ي ت ب ب ل ا ي ل ع د ا ض م ل م س ج ل ا ف ر ع ت ي

ة ل ا ح ل ا	ف ص و ل ا
ن ي ز خ ت ل ا	+2-8°C
ح ش ل ا	د ي ر ب ت ل ا ت ا و ب ع
ة ي ح ا ل ص ل ا ة م	ن م د ح ا و ر ه ش ن و ص ع ي ف ت ا ج ت م ل م ي ف ت ن ا ب ح ي ، م و ي ن م و ل ا ل ا ق ئ ا ق ر س ا ي ك ا ي ف ة م و ت خ م ، ة ي و ئ م ة ج ر د 30 ~ 4 ة ر ا ر ح ة ج ر د د ن ن ت ا ب ت ل ا ر ا ب ت خ ا ، د د ح م ر ي غ 2.1 ~ 2.7 د و ن ب ل ا ت ا ب ل ط ت م ب ة ي ح ا ل ص ل ا ء ا ه ت ن ا خ ي ر ا ت

ر ش و م ل ا	ت ا ب ل ط ت م ل ا
ي ج ر ا خ ل ا ر ه ط م ل ا	ف ل ا ت ر ي غ و ة م ي ل س م و ي ن م و ل ا ل ا ق ئ ا ق ر ن م ع و ن ص م ل ا ف ي ل غ ت ل ا س ي ك و ح ت م ل م ف ي ل غ ت ة ب ل ع ن و ك ت ن ا ب ح ي .
ر ا ب ت خ ل ا ل ا ط ي ر ش ض ر ع	م م 4.00 ، ة م س ا ل ا ة م ي ق ل ا ن م م 0.20 ± ر ا ب ت خ ل ا ل ا ط ي ر ش ض ر ع ز و ا ج ت ي ا ل ا ب ح ي .
ل ي ج ر ت ل ا ل د ع م	ة ق ي ق د ل / م م 8.0 ن ع ل ئ ا س ل ا ل ا ق ن ت ا ل د ع م ل ق ي ا ل ا ب ح ي .
ح ف ا ش ت ك ا ل ا ح (LoD)	ر ت ي ل ل م / م ا ر غ و ك ي ب 100 ن ع LoD ز ي ك ر ت د ي ز ي ا ل ا ب ح ي .
ة ي ط خ ل ا ق ا ط ن	0.990 ≥ r ي ط خ ل ا ط ا ب ت ر ا ل ا ل م ا ع ، ر ت ي ل ل م / م ا ر غ و ك ي ب 20000 ~ ر ت ي ل ل م / م ا ر غ و ك ي ب 100 ق ا ط ن ن م ص
ا ق د ل ا	20% ن ع BIORAD ة ي س ا ي ق ل ا م ك ح ت ل ا ة د ا م ل ة ف د ه ت س م ل ا ة م ي ق ل ا و ة ف ش ت ك م ل ا ة م ي ق ل ا ط س و ت م ن ي ب ي س ن ل ا ف ا ر ح ا ل ا د ي ز ي ا ل ا ب ح ي .
ر ا ر ك ت ل ا	10% ن ع ة م و ج م ل ا ر ا ر ك ت ة ب س ن د ي ز ت ا ل ا ب ح ي .
ي ل ا ة ع ف د ن م ق د ل ا ة ع ف د	15% ن ع ة ع ف د ي ل ا ة ع ف د ن م ق ر ف ل ا د ي ز ي ا ل ا ب ح ي .