

Cd138 Rabbit Mab - P18827

رصدن عل مقرر: CM0008227



مقدم

CD138 anticuerpo monoclonal de conejo para IHC-P, FC y ELISA. Reconoce el CD138/Syndecano-1 humano y de mono cinomolgo. Ideal para la investigación de células plasmáticas y el desarrollo de diagnósticos.

دیزمل فرع

لماعلم	هميالا
جتنملا مسا	CD138 Rabbit mAb
راعستم مس/اتاطحال م	SDC; CD138; SYND1; syndecan
عاونالا	ناسن
نجال فرعم (ناسن)	6382
نجال فرعم	6382
دصتسملا	NP_002988.4) يرشبلا CD138 م 23-251 نينمألا صامأالا عم قفاوتي لسلسلتي لعي ويوتحي بيكرتلا داعم يجامدنا نيورب
ردصملا	بنرا
ةفلا	ةل سينللا ةديحو ةداضم ماسجا
قبطتلا	IHC-P, FC, ELISA
عطاقتملا لغافتلا	سوغل ومونيسي درق، ناسن
SWISS	P18827
نيتوربال نرو	32kDa
نحشلا	جلت سيك