


Cd18 بـ Pab - P05107

رصدن عل مقرر: CM0024283



ةمدقم

نم تاخسنن سمللا ددعت ماضم مسج فشككي
 (ITGB2، يرشبلل CD18 (Integrin beta-2،
 LFA-1، MAC-1) عم لدابتم لكشب لعافتو و
 WB، IHC- ل- هتحص نم ققحتلا مت. ذرجل او رأفلا
 قاصتلا ثابأل يلل اثم وهو، ELISA، IF/ICC،
 ةيعانملا ةباجتسال او ءاضيبلا تايركلا.

ديزملل فرعلا

لماعمل	هميقل
جتنملا مسلا	CD18 Rabbit pAb
راعتسم مسلا/تاطحال م	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
عاونالا	ناسنلا
GeneID (ناسنلا)	3689
GeneID	3689
دصتسمللا	CD18 (NP_000202.3) نم 23-125 ةينيملال صامحال عم قفاوتي لسلسلتي لعل يوتحي بيكرتلا داعم يجامدنلا نيوتوب
ردصملا	بـرأ
ةئفلا	تاخسنن سمللا ددعت ماضم ماسجلا
قيبطتلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتملا لعافتلا	ذرل، راف، ناسنلا
SWISS	P05107
نيوتوبلا نزو	85kDa
نحشلا	جلت سيك