

Ces3 Rabbit Pab - Q6Uww8

رخصن عل مقرر: CM0029225

ةمدقم

بنرألل (polyclonal) لئاسنللا ددعت ماضم مسج
هتخص نم ققحتلا مت ،ةوجللا لعل CES3
نل فشكلل . ELISA و WB تاقيلطتل
ذرجللاو رافللاو ناسنللا تانيعل فف يئاذلا
ةبيلغل داوملا مومس ةلازلا ةسارذل يلائم
نولوقلاو دبكلا فف ةيلولألا ةيولألا طيشنو
ةقيلذل ءاعملألاو .

ذيئل فرعل

ةمئل	ةمئل
جئئل ملسا	CES3 Rabbit pAb
راعئسم مسلا/تاطلالم	ES31; CES3
عاولألا	ناسنللا
ناسنللا (نلجلل فرعل	23491
نلجلل فرعل	23491
دئئسملا	NP_001172106.1) يرئببلا CES3 نم 269-568 ةيلئلألا صامألا عم قفاوئلل لسلئئلل ةلعل يئوئلل بيلكئلل داغم يئامدئلا نلئورب
رئصملا	بنرأ
ةئل	لئاسنللا ةددعت ماضم ماسجأ (Polyclonal)
قيلطئل	WB, ELISA
لدابلئل لعلل	ذرجلا ، رافللا ، ناسنللا
SWISS	Q6UWW8
نلئوربلا نلئو	نوللاد ولئل 62
نلئل	جلئئئلل