

## مستقبل PARP-1 لـ جينس ال دعت م يبنرأل داضم ال مسجل (Asp214) - Q921K2

مقرر: CM0018737

### مقدم

PARP-1 لـ جينس ال دعت م يبنرأل داضم ال مسجل مستقبل ال لكشال فشكي (Asp214) مستقبل ال. رأف ال تاني ع ي PARP-1 ة تامتس ال دح ال ي ف تاق يبط لل هتي حالص نم ققحت ال مت (ELISA) ازال ال رابتخاو (WB) يبرغ ال فاشن ال لـ جينس ال دعت م داضم ال مسجل اذه فدهتسي و 300 إلى 201 نم ة يني مأل ضام أل

### يضم ال فرعا

| مستقبل ال                                                         | تاطح ال / اسم ال / ة راع تس ال                                                                  | عول    | فّر ع ي ج | دعت س ال ي ع ال                                                                                                           | ردص ال   | ة ف                                 | تاق يبط ال | ل عاف ال لداب ال | ر م SWISS | ن زو ني و ر ب ال  | ن ح ش ال    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|-------------|
| مستقبل ال داضم ال يبنرأل دعت م لـ جينس ال PARP مستقبل ال (Asp214) | PARP; PPOL; ARTD1; Adprp; Adprt1; msPARP; parp-1; sPARP-1; 5830444G22Rik; Cleaved PARP (Asp214) | رأف ال | 11545     | ي ع ان ط صا دي ت ب ي ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ضام أل نم ض ال 201 نم ة يني مأل ي رأف ال PARP-1 300 (Asp214) (NP_031441.2) | ب ر أ ال | ماس ج أل ة داضم ال دعت م لـ جينس ال | WB, ELISA  | رأف ال           | Q921K2    | ولي ك 113 نوت لاد | س ي ك ج ل ث |