

J- Cleaved Parp1 P25 J- Wb, Ip, Elisa - P09874

رخصة المنتج: CM0003838



مقدم

J- Cleaved Parp1 P25 من عائلة بروتين الـ PARP1 p25، وهو بروتين مهم في تنظيم موت الخلية المبرمج (apoptosis) وإصلاح الحمض النووي. يمكن استخدامه في اختبار Western Blot (WB)، Immunoprecipitation (IP)، و ELISA. هذا المنتج هو من النوع المونوكلوني (monoclonal antibody) ويستخدم في اختبار الـ Western Blot (WB)، Immunoprecipitation (IP)، و ELISA.

معلومات إضافية

معلومات المنتج	معلومات إضافية
اسم المنتج	Cleaved PARP1 p25 Rabbit mAb
معلومات المنتج/الاسم	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; Cleaved PARP1 p25
الاسم	ناسن
الاسم (ناسن)	142
الاسم	142
نوع المنتج	بروتين حيواني
نوع المنتج	بروتين
نوع المنتج	عائلة بروتين الـ PARP1
نوع المنتج	WB, IP, ELISA
نوع المنتج	رأف، ناسن
SWISS	P09874
نوع المنتج	نوع المنتج 113
نوع المنتج	نوع المنتج