

Wb تاقىب طتل Cntn4 دض بنرألل ةلئسنللا يدأأ داضم مسج Elisa - Q8Iwv2 و Ihc-P و

رصنعلا مقرر: CM0011285

ةمدقم

CNTN4 دض بنرألل ةلئسنللا يدأأ داضم مسج
ف مدختسي ةلئسنللا يدأأ داضم مسج وه
ن فشكلل ELISA و IHC-P و WB تاقىب طتل
رشبلا ف (4-نئتكاتنوكل) CNTN4 نئتورب
عزج مسجلا اذه فدهتسي . ناذرلل او نارئلل او
رواحملا ومن ف كراشي ببصع يولخ قاصتلا
ةببصعلا كباشملا نئوكتو ةببصعلا

دئزملا فرعا

ةمئللا	ةمئللا
جئئملا مس	CNTN4 دض بنرألل ةلئسنللا يدأأ داضم مسج
ةلئدب ءامسأ/أطاحالم	AXCAM; BIG-2; CNTN4
عأونلا	رشبلا
مئجلا فرعم (ئربلا)	152330
مئجلا فرعم	152330
دصئسملا	(Q8Iwv2) ئربلا CNTN4 نئتورب نم 800-900 ةنئمألا صامألا عم قفاوتئ يعانطصا دئتب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلئسنللا ةدأأ داضم ماسجأ
قئب طتللا	WB, IHC-P, ELISA
ئلدابتلا لعافتلا	ناذرلل ، نارئلل ، رشبلا
SWISS	Q8Iwv2
نئتوربلا نزو	نوتلاد وئلك 113
نحشلا	جلئئسي