

Cxcr3-B پابنرأل Pab - P49682-2

رصنعلال مقر: CM0024302

ةمدقم

CXCR3-B دض بنرأة لسنللا ديحو داضم مسج فرعتي ELISA و IF-P و WB تاقيبطلل CXCR3-B ةيرأفلاو ةيرشبلا ةيوسإلا لكشألا طبثي ينيكوميك لبقتسم وهو 2، طمنللا CXCL4/CXCL10 ربع ةيودلا ةيعوالا نوكت ةيئاولاو ةيماروالا تاساردلل ديفم.

ديزمالا فرع

ةمدعلال	ةمقلا
جتنملا مسا	CXCR3-B پابنرأل pAb
ةراعتسم ءامسأ/تاطحالام	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
عونلا	يرشب
م (يرشب) نجلال فرعم	2833
نجلال فرعم	2833
يعانملا دضتسملا	(NP_001136269.1) يرشبلا CXCR3-B نيتورب نم 1-100 ةينيملال ضامحال لخد لسلسل قباطم فشتؤم نيتورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	لائسنلا ةدعتم ةداضملا ماسحال
قيبطتل	WB, IF-P, ELISA
لدابتال لعافتلا	يراف، يرشب
SWISS	P49682-2
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 45
نحشلا	جلت سيك