


Cyclin D3 Rabbit Mab - P30281

رخصن عل مقرر: CM0005277



ةمدقم

ةفلتؤم بنرأ نم ةللسننل ةيداحأ ةداضم ماسجأ م ت، يرشبل Cyclin D3 (CCND3) فدهتست ىلع فرعتتو، ELISA و WB لاهنم ققحتل ةرود ثاحبال ةيلاثم. ذرل او رأفل او ناسنل ةلخل.

ديزملل فرع

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	Cyclin D3 Rabbit mAb
راع تسم مس/اتاطحال م	CCND3; cyclin D3; Cyclin D3
عاونلا	ناسنل
GeneID (ناسن)	896
GeneID	896
دصتسملا	فلتؤم نيئورب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةللسننل ةيداحأ ةداضم ماسجأ
قبطللا	WB, ELISA
عطاقتملا لغافتلا	ذرل، رأف، ناسنل
SWISS	P30281
نيئوربلل نزو	33kDa
نحشلل	جلت سيك