

17 ني تاري كوتيسي ل دض بناراً ةلي سننلا ددعت م داض م سح Q04695 - ازي ل و If/Icc و Wb- L (Krt17)

رصنع ل مقرر: CM0014108

ةمدقم

ةدوجل ل ل ل اع ةلي سننلا ددعت م بناراً داض م سح
(KRT17) يرش ب ل 17 ني تاري كوتيسي ل دض
(WB)، ي ب ر ل ل ف ط ل ل ل ق ن ل ف م ا د خ ت س ل ل
ة ي و ل خ ل ل ة ي ع ا ن م ل ء ا ي م ي ك ل ل / ة ي ر و ل ف ل ل ة ع ا ن م ل و
رأف ل ل ع م ل ع ا ف ت ي . ا ز ي ل ل ر ا ب ت خ و ، (IF/ICC)
ة ر ا ه ظ ل ل ا ي ج و ل و ي ب ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل و
ة ي د ل ج ل ل ض ا ر م أ ل و

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ةمد ل م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ن م ل ا م س ا	17 (KRT17) ني تاري كوتيسي ل دض بناراً داض م سح
ء ا م س ا / ا ط ا ح ا ل م ة ل ي د ب	17 (KRT17) ني تاري كوتيسي ل ا ; PCHC1; CK-17; 39.1; PC2; K17; PC
ع و ن ل ا	ر ش ب ل ا
م ج ل ا ف ر ع م (ر ش ب ل ل)	3872
م ج ل ا ف ر ع م	3872
ي ع ا ن م ل ا د ض ت س م ل ا	17 (KRT17) يرش ب ل 432 ي ل ل 133 م ن م ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب ا ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب (NP_000413.1).
ر د ص م ل ا	ب ن ا ر ا ل ا
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ن ل ا ة د د ع ت م د ا ض م ل ا م ا س ح أ ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا ، ر أ ف ل ا ، ر ش ب ل ا
SWISS	Q04695
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	48 ن و ت ل ا د و ل ي ك
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك