

## رمي دي-د

### D-Dimer: رصن عل مقرر

#### ةمدقم

ةيدي رولا ةيدي رولا تاطلجلل قي قدلل صيخشتلل D-Dimer رابتخا تاعومجم لضفأ يلعل رثعا ةيساسح. ةيومدل ةيعوأل يفرشتنملا مدلا رثختو قيمي رولا يدي رولا رثختلاو ةيدي رولا! نأل اهبلطا. ربتخملا يفرص يخيشت تاصوحت رفوتت. ةيلع ةيصوصو

#### ديزمل فرعا

ةزيملا	حتنملا فصو
حتنملا مسا	D-Dimer داصم
فصولا	تاناوئحلا نم ةقتشملا تانوكملا نم ةيلاخ فورظ يفربتخملا يفرورزم، ةلسننلا يدأح رأفلل داصم مسج
لامعتسالا	FIA، تامولعملل ايجولونكت
رهطملا/لكشلا	نيزختلا ءانثألا يلق متعم يلل لوحتي دق، لئاس
زيركتلا	5.0 م/م (+/- 10 %)
لثامتملا طملا	IgG3
ةلسننلا	ةلسننلا يدأح
ريطنلا	د/ن
ءاقللا	≥ 95 %
لزلعلا نزملا	ةطفاح ءدامك 0.095 % Na <sub>3</sub> N، 0.9 % NaCl، 6.0 % ينيجوردي هلا مقررلا، موي دوصلا تارتم نم رالوم يلل رالوم يلل 50
مفيعت فلما IEF	6.5-8.0
لعلافتلا يلدابتلا	يرشبلل نيونويرب يفلل يلعل فرعتي ال
ةيصوصو	يرشبلل رمي دي-دي يلعل داصملا مسجلا فرعتي
ةلاحلا	لصيافتلا
نيزختلا	+2-8°C
نحشلا	ديربت تاوبع
ةيحلصل ءدم	18 ارهش°
رشملا	تابلطتملا
يحرأخلا رهطملا	ةفلات ريغو ةميس موي نمولأل قئاقر نم عونصملا فيلغتلا سيكوجت نملا فيلغت ءبلع نوك نأ بجي
طيرشلا ضرع	مم. 4.00 ةميسالا ءميقلا لعلبت ثي، ةميسالا ءميقلا مم 0.20 ± رابتخال طيرشلا ضرع زواجتي ال بجي
ليحرتلا لدعم	ةقي قدلا/مم 10.0 نع لئاسلا ليحرتلا لدعم لقي ال بجي
فاشكتالا دح	رتل/مجم 0.10 نع فاشكتالا دح زيركتلا يندألا دحل دي ري ال بجي
ةيطخلاقا	0.990 ± رطخلاقا طابت رالام، رت/مجم 8.0 ~ رت/مجم 0.10 قاطن ي
قودلا	20% نع ءفدهتسملا ءميقلا نع ءفشكتملا ءميقلا طسوتمل بسننلا فارحنال دي ري ال بجي. BIO-RAD نم D-Dimer مكنملا رصانع نع فشكتلا دنع
راركتلا	10% نع ءعومجملا راركت دي ري ال بجي
نبي ءقودلا تاعافتلا	15% نع ءعومجملا تاعافتلا نبي قرفلا دي ري ال بجي
تابثلا	ةيحلصل ءهانتا ءي رات نم دحاو رهش لالحتنملا يفي نأ بجي، ءي ءم 30 ~ 4 ءراح ءجردي مومتخملا موي نمولأل قئاقر سيكي في نيزختلا دنع 2.1 ~ 2.7. تابلطتملا اب