

Dab2Ip بـنرأل Pab - Q5Vwq8

رصنعنل مقرر: CM0019581

ةمدقم

نم ةدوجل اليلاع ةللسنللا ديحو داضم مسج
كراشي ليلكيه قيتورب وهو، DAB2IP دض بنرأل
ماروأل عمقو، ةتامتسال، تاراشل تاراسم يف
ELISA و IF/ICC و WB- ل هتجالص نم ققحتل مت
ناذجل او رشبل تاني ع يف

ديزملل فرع

ةمدقم	ةمدقم
جت نملل ماسا	DAB2IP Rabbit pAb
ءاسأ / تاطحال م ةراعتسم	AIP1; AIP-1; AF9Q34; DIP1/2; DAB2IP
عونل	يرشب
نجلل فرعم (يرشبلل) فرعم	153090
نجلل فرعم	153090
يعانملا دضتسملا	يرشبلل DAB2IP نيتورب نم 320 لىل 205 نم ةينملا اصامأل عم قفاوتي لسلست لىل عيوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب (فلتؤم نيتورب (NP_619723.1))
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةللسنللا ةددعت مءاضملا ماسجالا
قبيطتل	WB, IF/ICC, ELISA
لدابتل لعافتلا	ذج، يرشب
SWISS	Q5VWQ8
نيتوربلل نزو	نوتلاد وليك 132
نجلل	جلت سيك