

Dcaf11 بـ Pab - Q8Teb1

رخصن عل مقرر: CM0021607

ةمدقم

دض بـ نرال نم ةلـسنل ددعت م داض مـسـج
 CUL4- بـ كـرمل ةزـكـرلل لبـقتـسم وهـو، DCAF11
 DDB1 E3 ubiquitin ligase. نم قـقـحتـلا مـت
 رآفل او ناسنإل فـي ELISA و WB فـي مادختـسـال
 نـيـتـيـوـكـيـبـويـل راسـم ثاـحـبـأل دـيـفـم، ذـرـجـلـاو

دـيـزـمـلـا فـرـعـا

رأي عمـلـا	ةمـيـقـلـا
جـتـنـمـلـا مـسـا	pAb بـ نرال DCAF11
ىرخأ ءامـسـا/اتـاطـحـالـم	GL014; WDR23; PRO2389; DCAF11
عـونـلـا	ناسنإ
مـنـجـالـا فـرـعـم	80344
نـجـالـا فـرـعـم	80344
يـعـانـمـلـا دـضـتـسـمـلـا	(NP_079506.3) يرشـبـلـا DCAF11 نم 1-170 ةـيـنـيـمـألـا ضامـألـا عـم قـفاوـتـي لـسـلـسـتـى لـع يـوتـحـي فـلـتـؤـم يـجـامـدـنـا نـيـتـورـب
رـصـمـلـا	بـ نرال
ةـفـلـا	ةـلـيـسـنـلـا ةـدـعـتـم ةـدـاضـم مـاسـجـا
قـيـبـطـتـلـا	WB, ELISA
عـطـاقـمـلـا لـعـافـتـلـا	ذـرـجـلـا، رآفل، ناسنإل
SWISS	Q8TEB1
نـيـتـورـبـلـل يـئـيـزـجـال نـزولـا	نوتلاد وليك 62
نـحـشـلـا	جـلـتـسـيـك