

Ddx3 بـ Pab J- Wb, If/Icc, Elisa - 000571

رخصن عل مقرر: CM0030384



ةمدقم

يلاع بـ رأل نم لئاسنل ددعت ماضم مسج
لـ (000571) يرشبل DDX3 فدهتسي ةدوجل
Western blot و IF/ICC و ELISA. ضيأ في كراشي
ميطنتو، (RNA) ببيرل يوونل ضمحل
ةيرطفل ةعانمل تاراشو، ةمجرتل

ديزل فرعا

لماعل	ةمقل
جتنملا مسا	DDX3 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامس/اتاطحال	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X
عاونال	ناسن
نجلال فرعم	1654
نجلال فرعم	1654
دصتسملا	DDX3 (NP_001347.3) يرشبل 100-200 مةنيمل اصامأل لعا لسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتب
ردصملا	بـ ر
ةئفلا	لئاسنل ددعت ماضم ماسجا
قبطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
بالصتمل لعاقتلا	راف، ناسن
SWISS	000571
نيتوربال نزو	73kDa
نجلال	جلت سيك