

بنرأل نم تادضتسملا ددعتم Dgcr8 داضم Elisa - Q8Wyq5

مصنع المر: CM0019748



مقدم

بنرأل نم تادضتسملا ددعتم DGCR8 داضم
يلع فرعتي WB, IHC-P, IP, ELISA. ل- دوجلا ليع
وليك (86) يدرجلاو، يرأفل، يرشبل DGCR8
جالعملل في فيسيئر فيعرف دحو وهو، (نوتلاد
نيوكتل فيويح (microprocessor) قيقدل
يوونلل ضمحلل حالصلو miRNA.

ديزملل فرع

لماعمل	هميقل
جتنملا مسا	DGCR8 Rabbit pAb
عراعتسم اسماء/اتطاحالم	Gy1; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
عونلا	ناسنإ
مجيحلا فرعم	54487
مجيحلا فرعم	54487
دضتسملا	بنرأل DGCR8 نم 180-340 هنيملل صامحلل عم قفاوتي لسلسلت يلع يوتحي بيكرتلل داعم يجامدنل نيوتورب (NP_073557.3) يرشبل DGCR8
ردصملا	بنرأ
فئلا	تادضتسملا ددعتم داضأ
قبطتلا	WB, IHC-P, IP, ELISA
عطاقتل لعافتلا	درج، رأف، ناسنإ
SWISS	Q8WYQ5
نيوتوربلل نزو	86kDa
حشلا	جلت فييحق