


Dimethyl-Histone H3- K4 (Q16695/P68431) ثاحبأل (Chip)، ةي نيجالال ثاحبأل او (Wb)، ةي برغل ةخ طلل او

رصنغل مقرر: CM0000378



ةمدقم

ل- داضم بنرأ ةليسنل يداأ داضم مسج
نوتسهل فدهتسي DiMethyl-Histone H3-K4
م ت. H3 (SWISS Q16695/P68431) يرشبأل
ل- WB، DB، IHC-P، IF/ICC، IP، ELISA،
ChIP، ChIP-seq، و CUT&Tag. عم لعافتي
بسانم. ىرخأ وناو ذرأل ورافأل وناسنإل
نيتاموركأل ونا نيجالال ثاحبأل.

ديزمل فرعا

راي عمال	هم يال
جتنم لاسا	Dimethyl-Histone H3-K4 ل- داضم بنرأ ةليسنل يداأ داضم مسج
ىرخأ ءامسا/اتاطحال م	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K4
عونال	يرشب
م (يرشب) نيجال فرعم	8290/8350
نيجال فرعم	8290/8350
يعانم لدصتسمال	H3 (NP_003520.1) يرشبأل نوتسهل نم K4 لوح ليثمل يئانث يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردصمال	بنرأ
ةفلا	ةليثيم ةداضم ماسجا
قبططال	WB، DB، IHC-P، IF/ICC، IP، ELISA، ChIP، ChIP-seq، CUT&Tag
عطاقم لعافتال	(عقوت عساو قاطن) ىرخأ، ذرأل، رافأل، ناسنإل
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربلل يئيزجال نزولال	نوتلاد وليك 15
نجلال	جلت سيك