


تادضتسم ل ددعتم H3-K79 نوتسيه-ليثيم ل يئانث داضم J- Wb, Ihc-P, هـنم ققحت ل م ت - (Q16695/P68431) بـنرأل نم Chip-Seq

رصنعل مقرر: CM0000393



ةمدقم

صاخ بنرأل نم تادضتسم ل ددعتم داضم
نيسيال دنع ليثيم ل يئانث H3 نوتسيه
H3 نوتسيه ىلع فرعتي. (H3K79me2)
J- WB, IHC-
P, IF, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq.
ثاحبألل يلاثم.
نيتامورك ل تاساردو ةينيحالل

ديزم ل فرع

لماعم ل	هم ي ل
جتنم ل م س ا	DiMethyl-Histone H3-K79 Rabbit pAb
راع تسم م س ا/تاطح ل م	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K79
عاونأل	ناسن
م (ناسن) نجل ل فرع م	H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, H3-4
نجل ل فرع م	8290, 8350
دضتسم ل	يرشب ل H3 نوتسيه نم K79 ل و ل ليثيم ل يئانث يغانطصا ديتبب (NP_003520.1)
رصم ل	بنرأ
ةف ل	ليثيم ل اب ةليثم ةداضم ماسحأ
ق يبط ل	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
عطاقت ل لعاف ل	(عقوت م عساو قاطن) ىرخأ، ذج، رأف، ناسن
SWISS	Q16695/P68431
نيتورب ل نزو	15 kDa
نحش ل	جلت سيك