

Dlat J- Wb، If/Icc، Ihc-P، Elisa - Q8Bmf4

رصدن عل مقرر: CM0025726

ةمدقم

DLAT دض بنرأل نم لئاسنل ددعت ماض م سح
لئاسنل دض بنرأل نم لئاسنل ددعت ماض م سح
لئاسنل دض بنرأل نم لئاسنل ددعت ماض م سح
لئاسنل دض بنرأل نم لئاسنل ددعت ماض م سح
لئاسنل دض بنرأل نم لئاسنل ددعت ماض م سح
لئاسنل دض بنرأل نم لئاسنل ددعت ماض م سح

ديزل فرعا

لماعل	ةمقل
حتنم لسا	DLAT Rabbit pAb
راعتسم س/س/اطحالم	DLTA; PDC-E2; 6332404G05Rik
عاونال	رأفل
GeneID (الال)	1737
GeneID	235339
دضتسم ل	رأفل DLAT نم 86-305 ةنلأل ضامأل ع قفاوتل لسلست لىل عوتج بىكرتل داعم لىلامدن نل وروب
ردصم ل	بنرأ
لئاسنل	لئاسنل ددعت ماض م سح
قبطط ل	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
عطاقت لئاسنل	دزل، رأفل، لئاسنل
SWISS	Q8BMF4
نل وروب لزو	68 kDa
لش ل	لث سىك