


J- Dync1Li2 J- Wb - 043237 بنرأل نم ةليسنل ددعتم داضم CM0021933: رصنعل مقرر



ةمدقم

ةلسلسل بنرأل نم ةليسنل ددعتم داضم dynein (DYNC1LI2) ةطسوتمة ةفيلخا لىلع مئاقلا يميسجلا لقنلا في كراشي و WB- J- هنم ققحتلا مت؛ ةقيدلا بيبانألا ذرجلاو رافلاو ناسنإلا في ELISA و IHC-P.

ديزمال فرعا

لماعملا	هفصاوملا
جتنملا مسا	J- DYNC1LI2 بنرأل نم ةليسنل ددعتم داضم
راعتسم مس/اتاطحال	LIC2; DNCL12; DYNC1LI2
عونلا	ناسنإ
ناسنإ) نيجال فرعم	1783
نيجال فرعم	1783
دصتسملا	(NP_006132.1) يرشبلا DYNC1LI2 نم 328-492 ةينيألا صامألا عم قفاوتي لسلسلا لىلع يوتحي بيكرتلا داغم يجامدنا نيوتوب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسنل ددعتم داضم
قبطتلا	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتملا لغافتلا	ذرج، راف، ناسنإ
SWISS	043237
نيوتوبلا نزو	54kDa
نحشلا	جلت سيك