


Ebf1 بـ Pab J- Wb و Elisa - Q9Uh73

رقم المنتج: CM0016207



مقدم

نمذجة البروتين هي أداة أساسية في دراسة بروتين EBF1، يربط بين الخلايا الجذعية و الخلايا النشطة. يمكن استخدامها في اختبار ELISA و WB لتأكيد نتائج اختبار PCR. كما يمكن استخدامها في اختبار IVD، حيث يمكن استخدامها في اختبار COE1. كما يمكن استخدامها في اختبار COE1.

معلومات إضافية

معلومات	معلومات
معلومات	EBF1 بـ Pab
معلومات	EBF; COE1; OLF1; O/E-1; EBF1
معلومات	يرش
معلومات	1879
معلومات	EBF1 بـ NP_076870.1 (500-591) هي بروتين من 500-591 حمض أميني. يربط بين الخلايا الجذعية و الخلايا النشطة. يمكن استخدامها في اختبار ELISA و WB لتأكيد نتائج اختبار PCR. كما يمكن استخدامها في اختبار IVD، حيث يمكن استخدامها في اختبار COE1. كما يمكن استخدامها في اختبار COE1.
معلومات	بر
معلومات	هذه البروتينات هي بروتينات أساسية
معلومات	WB, ELISA
معلومات	يرش
معلومات	Q9UH73
معلومات	نوتاد 64
معلومات	جست