

ج - Wb، Elisa - J. Elmod3 لة ليسي نل ددعت م برأ داض م س ج Q96Fg2

رصن عل م قر: CM0026122

ة مدقم

ELMOD3 لة ليسي نل ددعت م برأ داض م س ج ع م لعاف تي، WB، ELISA، ل ل ه ن م ق ق ح ت م ن ي تور ب و ه ف د ه ل. ذ ر ج ل و ر أ ف ل و ن ا س ن إ ل ن ا د ق ف ب ط ب ت ر م و، ARL2 ل GTPase ل ط ش ن م ت ا ر ب ت خ م ل ل خ ا د ص ي خ ش ت ل ل ي ل ا ث م. ع م س ل ل ث ح ب ل و (IVD).

دي زم ل فر ع ا

راي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	ELMOD3 لة ليسي نل ددعت م برأ داض م س ج
ي ر خ أ ء ا م س ا / ا ت ا ط ح ا ل م	LST3; RBED1; RBM29; DFNA81; DFN888; ELMOD3
ي ح ل ن ئ ا ك ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ن ا س ن إ ل ا) ف ر ع م	84173
ن ي ج ل ا ف ر ع م	84173
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	ELMOD3 ن ي تور ب م 290-381 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ف ل ت و م ي ج ا م د ن ا ن ي تور ب (NP_001128493.1)
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا د د ع ت م ة د ا ض م ا س ج ا
ق ي ب ط ل ا	WB، ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا، ر أ ف ل ا، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	Q96FG2
ن ي تور ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ن ز و ل ا	ن و ت ا ل ا د و ل ي ك 43
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك