


Extl3 لولكيلوب (Rabbit Polyclonal Antibody) J- Wb, Ihc-P, Elisa - O43909

مصنع ال مقرر: CM0030676



مقدم

EXTL3 دض بنرأال نم ينولكيلوب داضم زاري فس نارت ليزوكي لج وهو، يرش بل هتجالص نم ققحتلا مت REG3. ل لبقتسمو عم أبلاصتم لعافتيو؛ WB, IHC-P, ELISA. ذجل او رأفلا تافلس نارابي ه تاساردل يلاثم. ذجل او رأفلا REG3 تاراشاو

ديزملا فرع

لماعملا	هميالا
جتنملا مسا	EXTL3 Rabbit pAb
هليدب ءامسا/اتطاحلا م	RPR; BOTV; REGR; EXTR1; ISDNA; EXTL1L; EXTL3
عونلا	ناسن
نيجلا فرعم	2137
نيجلا فرعم	2137
دضتسملا	(NP_001431.1) يرش بل EXTL3 نم 52-220 هنيماالا صامحالا عم قفاوتي لسلسلتي لعي يوتحي بيكرتلا داعم يجامدنا نيوتورب
ردصملا	بنرأ
هئفلا	هينولكيلوب داضم ماسحأ
قبطتلا	WB, IHC-P, ELISA
بلاصتملا لعافتلا	ذجل، رأف، ناسن
SWISS	O43909
نيوتوربلا نزو	105kDa
حشلا	جلت سيك