

Fam160B2 بـنرأل Pab - Q80Yr2

رصنع ال مقرر: CM0019182

ةمدقم

ددعت م داضم مسج وه pAb بـنرأل FAM160B2 م WB، IHC-P، IF/ICC، IP، ELISA. لة لـ ةلـسـنـلـ ذـجـلـاـو رـأفـلـاـو نـاسـنـإلـا ىـدل هـتـحـص نـم قـقـحـتـلـا لـعـافـتـمـلـا نـيـتـورـبـلـا FHF دقـعـم ةـدـحـو فـدـهـتـسـيـو MAPK/ERK تـارـاشـإ يـف كـراشـمـلـا HOOK 2B عـم يـوـعـمـلـا زـجـاـحـلـا ةـفـيـظـوـو.

دىزمـلـا فرـعـا

راىعمـلـا	ةمـيـقـلـا
جـتـنـمـلـا مـسـا	FAM160B2 بـنرأل pAb
راغتسم مـسـا / تـاطـحـالـم	Rai16; Fam160b2; G430067P06Rik; FAM160B2
عونـلـا	رأفـلـا
مـنـاسـنـإلـا فرـعـم	239170
نـيـجـيـنـا فرـعـم	239170
يـعـانـمـلـا دـلـومـلـا	FAM160B2 نـيـتـورـب نـم 303 ىـلـإ 74 نـم ةـيـنـيـمـأـلـا ضـامـأـلـا عـم قـفاوتـي لـسـلـسـت ىـلـع يـوتـحـي فـلـتـؤـم يـجـامـدـنـا نـيـتـورـب (NP_919326.1) رـأفـلـل
رـدـصـمـلـا	بـنرألـا
ةـئـفـا	ةـلـسـنـلـا ةـدـعـتـم ةـدـاضـمـلـا مـاسـجـأـلـا
قـيـبـطـتـلـا	WB، IHC-P، IF/ICC، IP، ELISA
لـدـابـتـلـا لـعـافـتـلـا	ذـجـلـا، رـأفـلـا، نـاسـنـإلـا
SWISS	Q80YR2
نـيـتـورـبـلـا نـزـو	82 نـوتـلـاد وـلـيـك
نـحـشـلـا	جـلـت سـيـك