


ج. عداضم البئرأال نم ةلئسنال ةءاءأ ءاسأال Fam50A (Anti-Fam50A Monoclonal Antibody) Wb و Ihc-P و Elisa - Q14320

مصنوع ال: CM0007163



مءءم

فءءئسئ بئرأال نم ةلئسنال ةءاءأ ءاسأ مئسأ هءص نم ققءءم؁ یرشالب ال FAM50A نئءورب ءایمئكلل او؁ نرئسئو ءءطل فء مءاءئسائل لعافئ. ELISA رابءءاو؁ ءئعانم ال ءئجئسنال ءسارءل لئالم. ءءال او رأف ال ءانئءورب عم mRNA. لل ءئاءالب رئففء ال مئطنء

ءئزم ال فرعا

راءعم ال	ءمئق ال
ءئئم ال مئسا	FAM50A. ج. عداضم البئرأال نم ةلئسنال ةءاءأ ءاسأال
ئءأ ءامئسائلءاطءال م	XAP5; HXC26; MRXSA; HXC-26; DXS9928E; FAM50A
عون ال	یرشالب
مءء ال فرعم (یرشالب)	9130
مءء ال فرعم	9130
ئعانم ال ءلوم ال	یرشالب ال FAM50A نئءورب نم 1-100 ءئئمائل ءامءال عم قفاءئئ لئسلسئ ءل ءئءء فئلءؤم ئءامءنا نئءورب ءلفءؤم نئءورب (NP_004690.1)
رءصم ال	بئرأ
ءئف ال	ءلئسنال ةءاءأ ءاسأال
قئبءطء ال	WB, IHC-P, ELISA
عطاءءم ال لعافئ ال	ءءال؁ رأف ال؁ ناسئل ال
SWISS	Q14320
ئئئءءال نءول ال نئءورب لل	نوءالء ولئك 40
ءءش ال	ءلء سئك