

Fastkd5 ج مسج - Q7L8L6

ررضنعل مقرر: CM0024532

ةمدقم

فدهتسي ةلئسنل ددعت م بنرأ داضم مسج FASTKD5، ل بسانم Western blot، IF/ICC، و رأفل او ناسنل اتانيع عم لعافت. ELISA. يوونل ضمحل ةجلاعم ثاحبأل يلاثم. ذجل او يردنوك وتيمل يزوبيلل.

ديزل فرع

ةمعل	ةمئل
جتنملا مسا	FASTKD5 (pAb) ةلئسنل ددعت م بنرأ داضم مسج
رخا ءامسا/اتاطحال م	dj1187M17.5; FASTKD5
عونل	ناسنل
م نجلل فرعم (ناسنل)	60493
م نجلل فرعم	60493
يعانملا دضتسملا	FASTKD5 نيتورب نم 495-764 ةنيملأا ضامألل قباطم لسلست ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيتورب (NP_068598.1).
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةلئسنل ددعت م داضم ماسحأ
قبطتل	WB، IF/ICC، ELISA
لدابتل لعافت	ذجل، رافل، ناسنل
SWISS	Q7L8L6
نيتوربلل ئيزجل نزل	نوتلاد وليك 87
حنشلا	جلت سيك