


يرش ب ال Cd44 - ج داضم ي ب ن ر أ ة ل ي س ن ال د ي ح و داضم م س ج P16070 - ي و ل خ ل ق ف د ت ل ا ب ل ي ل ح ت ل ل Ftc ب ق ص ت ل م CM0008861: ر ص ن ع ل م ق ر



ة م د ق م

ب ق ص ت ل م ي ب ن ر أ ة ل ي س ن ال د ي ح و داضم م س ج
ص ص خ م ي ر ش ب ال CD44 ن ي ت و ر ب ف د ه ت س ي Ftc
ن م ق ق ح ت ل م ت . ي و ل خ ل ق ف د ت ل ا ب ل ي ل ح ت ل ل
ي ل ا ث م . ة ي ر ش ب ال ت ا ن ي ع ل ا ل ع ه ت ي ح ا ل ص
ن ا ط ي ت س ا ل ا و ة ر ج ه ل ، ا ي ا ل خ ل ق ا ص ت ل ا ة س ا ر د ل
P16070: ي ر س ي و س ل ز م ر ل . ي ع ا ن م ل

د ي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل ع م ل	ة م ي ق ل
ج ت م ل م س ا	Ftc ب ق ص ت ل م ي ر ش ب ال CD44 ج داضم ي ب ن ر أ ة ل ي س ن ال د ي ح و داضم م س ج
ة ر ا ع ت س م ل اء ا م س ا ل / ا ت ا ط ا ح ا ل م ل	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CD44 دضتسم
ع و ن ل	ن ا س ن ا
م ج ل ل (ن ا س ن ا ل ل) ف ر ع م	960
م ج ل ل ف ر ع م	960
ي ع ا ن م ل دضتسم ل	NP_000601.3 ي ر ش ب ال CD44 ج 178-20 ة ن ي م ا ل ا ض ا ح ا ل ن م ن ي م ا ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر ا
ف ا ة	ة ل ي س ن ال ة د ي ح و داضم ل م ا س ج ا ل
ق ي ط ط ل	FC (ي و ل خ ل ق ف د ت ل ا ب ل ي ل ح ت ل ل)
ل د ا ب ت م ل ا ع ا ف ت ل	ن ا س ن ا
س WISS ي ر س ي و س ل ز م ر ل	P16070
ن و ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 82
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك