


J- Fkbp1B - ةل س ن ل ة د د ع ت م ة ب ن ر أ ل ة د ا ض م ل م ا س ج أ ل P68106

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0029527



ة م د ق م

ة د د ع ت م ة ب ن ر أ ل ة د ا ض م ل م ا س ج أ ل ف ش ت ك ت ز ا ر ي م و ز ي أ م ي ز ن إ J- FKBP1B ة ل س ن ل FKBP1B (FKBP ة ل ل و ر ب- ل ي د ي ت ب ي ب س ن ا ر ت ي س ة خ ط ل ت ا م ا د خ ت س ا ل (ن و ت ل ا د و ل ي ك 12.6 ة ي ئ ا ي م ي ك ل ل / ة ي و ل خ ل ا ع ا ن م ل ا و ، ن ر ت س ي و م ي ز ن إ ل ا ب ط ب ت ر م ل ا ي ع ا ن م ل ا ز ت م م ل ة س ي ا ق م و ث ا ح ب أ ل ة ب س ا ن م . ذ ر ج ل ا و أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ي ف ن ي ت و ر ب ل ا ي ط و ة ع ا ن م ل ا ت ب ك

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت م م ل م س ا	J- FKBP1B ة ل س ن ل ة د د ع ت م ة ب ن ر أ ل ة د ا ض م ل م ا س ج أ ل
ى ر خ أ ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	OTK4; FKBP1L; PKBP1L; PPIase; FKBP12.6; FKBP1B
ن ا ك ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ن ا س ن إ ل ا) ف ر ع م	2281
ن ي ج ل ا ف ر ع م	2281
ي ع ا ن م ل ا د ض ت س م ل ا	FKBP1B (NP_473374.1) ي ر ش ب ل ا ة ل و ر ب م 1-80 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ن م ص ل س ل س ت ل ق ا ط ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ة د د ع ت م ة د ا ض م ا س ج ا
ق ي ط ط ل ا	م ي ز ن إ ل ا ب ط ب ت ر م ل ا ي ع ا ن م ل ا ز ت م م ل ا ة س ي ا ق م ، ة ي ئ ا ي م ي ك ل ل / ة ي و ل خ ل ا ع ا ن م ل ا ، ن ر ت س ي و ة خ ط ل
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا ، أ ف ل ا ، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	P68106
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 12
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك