

Fmn1 Rabbit Pab للـ Wb و Elisa - Q68Da7

رخصة المنتج: CM0017436

مقدم

FMN1 مضاد بروتين من لائحة المنتجات لدينا
يستخدم في اختبار الـ Western blot (Western blot) و ELISA.
بسياساتنا. رأفلا عم بالاصت لكش بلعافت
ددعت وقيصاصات الالصولا نيوكتة ساردل
نيكأل.

[ديزمل فرع](#)

لماعمل	مقيال
جتنملا مس	FMN1 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال	LD; FMN; FMN1
عونل	ناسن
(ناسن) نجلل فرعم	342184
نجلل فرعم	342184
دصتسملا	(NP_001096654.1) يرشبال FMN1 نم 350-495 مةنيمالا ضامال عم قفاوتي لسلست لعل يوتحي بيكرتال داغم يجامدنا نيوتورب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	لائسنال ددعتم دادصأ
قيبطتل	WB, ELISA
بالاصتال لعافتال	راف، ناسن
SWISS	Q68DA7
نيوتوربال نزو	158kDa
نحشال	جلت سيك