


Formyl-Histone H2B-K120 (P62807/Q16778) J- Wb, Ihc-P, Elisa دض ب نرأ نم ةل س ن ل ا ة د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج أ

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0000092



ة م د ق م

دض د د ح م ب نرأ نم ةل س ن ل ا ة د ا ح أ د ا ض م م س ج
ي ف ه م ا د خ ت س ا ل Formyl-Histone H2B-K120
ة ع ا ن م ل ا و ، (Western blot) ي ع ا ن م ل ا خ ي ط ل ت ل ا
ي ل ع ف ر ع ت ي . ELISA ة س ي ا ق م و ، (IHC-P) ة ج و س ن م ل ا
ع س ا و ع ق و ت ع م ي ذ ر ج ل ا و ي ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل a H2B
ت ا ل ي د ع ت ة س ا ر د ل ي ل ا ث م . ن ي ا ب ت ل ل ع ا ف ت ل
ي ن ي ج ا ل ل م ي ط ن ت ل ل ا و ن و ت س ه ل a

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	Formyl-Histone H2B-K120 Rabbit mAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Formyl-Histone H2B-K120
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
GeneID (ن ا س ن ا)	8349
GeneID	3017/8349
د ض ت س م ل ا	(K120 ل ي م ر و ف) ي ر ش ب ل a H2B ن و ت س ه ل ا ن م ق ت ش م ع ن ص م د ي ت ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ي ر خ أ ة ل د ع م ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	(ع ق و ت م ع س ا و ق ا ط ن) ي ر خ أ ، ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P62807/Q16778
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	14kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك