

Foxp3 Pab J- Wb و Elisa - Q9Bzs1

رخصن عل مقرر: CM0028946



ةمدقم

دض بنارأل نم ةلئسنل دئو داض مئسج نم ققحتل مت. ELISA و WB لئرشب ال FOXp3. ناذجل او نارئل او ناسنل اءل هءئءال صامأل فدهئسئ فلتؤمل دضئسم ال مئظئئء اءبأل لئاءم. 206-300 ةئئئمأل Treg ائالءل او ةعانمل

ءئزم ال فرء

ةمدقم ال	ةمئل
ءئئم ال مئسا	FOXp3 Pab
ةراعئسم ءامسأ / ءاطءال م	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXp3
ءونل	ناسن
ئءل فرءم	50943
ئعانمل دضئسم ال	FOXp3 (NP_054728.2) لئرشب ال 206-300 ةئئئمأل صامأل ءم قفاوءئ لئسلسئ ءلء ءوئءئ فلتؤم ءءامءنل ئئورب
رءصم ال	بئرأ
ةئل	ةلئسنل ءدءئم ءداضم ال ماسءال
قئبءلل	WB, ELISA
لءابءلل ءعافءلل	ءء، راف، ناسن
SWISS	Q9BZS1
ئئئورب ال نئو	نوءلء ولئك 47
ئءلل	ءلئسئك